



◆ SR-1701

- 中极性
- 14%氰丙基苯基/86%聚二甲基硅氧烷
- 低柱流失
- 可用溶剂冲洗
- USP固定相G46
- 类似固定相：DB-1701、Rtx-1701、VF-1701ms、SPB-1701
- 适合糖类、三甲基硅烷基衍生物、药物、醇类、甾类化合物等的分析



乙二醇和丙二醇分析



◆ 订购信息

内径 (mm)	膜厚 (μm)	长度 (m)	使用温度 (°C)	订货号
0.25	0.25	15	-20-300	23111
		30	-20-300	23112
		60	-20-300	23113
	0.5	15	-20-280	23121
		30	-20-280	23122
		60	-20-280	23123
	1	15	-20-280	23131
		30	-20-280	23132
		60	-20-280	23133
0.32	0.25	15	-20-300	23211
		30	-20-300	23212
		60	-20-300	23213
	0.5	15	-20-280	23221
		30	-20-280	23222
		60	-20-280	23223
	1	15	-20-280	23231
		30	-20-280	23232
		60	-20-280	23233
0.53	1	15	-20-260	23331
		30	-20-260	23332